




CHIRURGIA

Abbreviazioni chirurgia

CD	Cricchetto dinamometrico	<i>Pag. 23</i>
UNCDM	Cricchetto dinamometrico protesico	<i>Pag. 23</i>
D	Driver	<i>Pag. 23</i>
CMM	Chiave di Montaggio Mounter	<i>Pag. 23</i>
CSD	Preparatori di spalla	<i>Pag. 23</i>
PP	Pin di parallelismo	<i>Pag. 23</i>
FL	Fresa lanceolata	<i>Pag. 23</i>
FPD	Fresa pilota	<i>Pag. 24</i>
FCD	Fresa chirurgica	<i>Pag. 24</i>
SFR	Stop fresa rotante	<i>Pag. 24</i>
CMM	Chiave di montaggio - MUA	<i>Pag. 24</i>
FRBVK	Fresa per estrazione boccola fratturata	<i>Pag. 24</i>
GUBVK	Guida estrazione vite fratturata	<i>Pag. 24</i>
CAPSG	Chiave angolata per supporto guida	<i>Pag. 24</i>
KFK	Kit chirurgico completo	<i>Pag. 25</i>

Legenda

D (Ø)	Diametro
C/A	Contrangolo
L	Lunghezza

Strumentario chirurgico e protesico

Descrizione	Codice
Cricchetto dinamometrico (25-55 Ncm)	CD2555
Cricchetto dinamometrico protesico (10-40 Ncm)	UNCDM1040

Descrizione	Codice
Driver manuale/Cricchetto - 1.20 Corto	D120MCC
Driver manuale/Cricchetto - 1.20 Lungo	D120MCL
Driver - 1.20 C/A - Corto	D120CAC
Driver per canale angolato - C/A - Corto	DCACA
Driver per canale angolato manuale/Cricchetto corto	DCAMC

Descrizione	Codice
Chiave di Montaggio Mounter 3in1 Manuale / Cricchetto Corta	CMMMCC
Chiave di Montaggio Mounter 3in1 Manuale / Cricchetto Lunga	CMMMCL
Chiave di Montaggio Mounter 3in1 C/A Corta	CMMCAC
Chiave di Montaggio Mounter 3in1 C/A Lunga	CMMCAL

Descrizione	Codice
Preparatori di spalla - Ø 3,5 mm	CSD35
Preparatori di spalla - Ø 4,0 mm	CSD40
Preparatori di spalla - Ø 4,5 mm	CSD45

Descrizione	Codice
Pin di parallelismo	PP

Descrizione	Codice
Fresa lanceolata	FL

Descrizione	Codice
Fresa pilota - Ø 2,0 mm	FPD20


Descrizione	Codice
Fresa chirurgica - Ø 2,5 mm	FCD25
Fresa chirurgica - Ø 2,8 mm	FCD28
Fresa chirurgica - Ø 3,3 mm	FCD33
Fresa chirurgica - Ø 3,8 mm	FCD38
Fresa chirurgica - Ø 4,3 mm	FCD43

Descrizione	Codice
Stop fresa rotante - L 7,0 mm	SFR07
Stop fresa rotante - L 8,5 mm	SFR85
Stop fresa rotante - L 10,0 mm	SFR10
Stop fresa rotante - L 11,5mm	SFR11
Stop fresa rotante - L 13,0 mm	SFR13
Stop fresa rotante - L 15,0 mm	SFR15

Descrizione	Codice
Chiave di montaggio - MUA - Dritti	CMMD
Chiave di montaggio - MUA - C/A	CMMA

Descrizione	Codice
Fresa per estrazione boccola fratturata	FRBVK
Guida estrazione vite fratturata	GUBVK
Chiave angolata per supporto guida	CAPSG

Kit chirurgico



Chirurgia

Il Kit Chirurgico Konik-OS è stato progettato per soddisfare e superare le rigorose esigenze della moderna chirurgia implantare dentale.



KFK

Kit chirurgico completo